



**NEU**

# **MIKROLITERPIPETTEN EIN- UND MEHRKANAL**

The background of the entire page is a high-speed photograph of water splashing, creating numerous clear, glistening droplets and bubbles against a light, almost white background. A thin, curved red line starts from the top right corner and arcs across the page, passing behind a large red circle. The red circle is the central focus, containing white text. The text is arranged in three main sections: a title, a descriptive paragraph, and a technical specification paragraph.

## MIKROLITERPIPETTEN

Ergonomisch und leicht:  
Unser neues Mikroliterpipetten-Sortiment bietet Modelle unterschiedlicher Volumina, mit einem, acht und zwölf Kanälen. Die Pipetten überzeugen durch äußerste Präzision und Genauigkeit bei höchstem Komfort. Sie sind auch im Dauereinsatz für alle Anwendungen im Laborbereich perfekt geeignet und ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten.

Alle LABSOLUTE® Mikroliterpipetten sind vollständig autoklavierbar bis 121° C. Die problemlose Wartung und Kalibrierung runden den Komfort und die hohe Benutzerfreundlichkeit ab.

# EINKANALPIPETTEN



Benutzerfreundlichkeit und die hohe Qualität machen die LABSOLUTE® Einkanalpipetten zum perfekten Instrument für Ihr Labor.

## Benutzerfreundlichkeit:

- **Zweifache Volumeneinstellung**

Um das Volumen einzustellen, können Sie sowohl den Druckknopf drehen als auch das Daumenrad nutzen. Das macht die Einstellung für Sie besonders bequem.

- **Soft Spring System**

Leichtgängiges, weiches Pipettieren minimiert Ihren Kraftaufwand und bringt Entlastung für den Laboralltag.

- **Einfach abzulesendes Volumendisplay**

Das Display ist vertikal aufgebaut. Daher müssen Sie die Pipette nicht drehen, um das eingestellte Volumen abzulesen – ein zusätzlicher Komfort, der Ihnen das Arbeiten erleichtert.

- **Einfache Personalisierung**

In der Packung finden Sie sieben Farbringe (rot, weiß, gelb, schwarz, rosa, violett, grün). Damit kann die Pipette markiert und somit auf einen Blick sichtbar zugeordnet werden.

- **Farbcodierung**

Damit Sie den Volumenbereich der Pipette direkt erkennen, sind die Druckknöpfe mit einer Farbcodierung versehen. Auf der folgenden Seite finden Sie die entsprechenden Zuordnungen.

## Qualität:

- **Komplett autoklavierbar**

Die Pipette muss nicht in Einzelteile zerlegt werden sondern ist komplett autoklavierbar in 20 Minuten bei 121° C.

- **Stabiler Schaft**

Das hochwertige Material macht die Pipette auch bei hoher Beanspruchung stabil und langlebig.

- **UV-beständig**

Dadurch z.B. auch problemlos in Sterilbänken einsetzbar.

## Zubehör:

- **Kalibrierwerkzeug**

Die Rekalibrierung können Sie ganz einfach selbst durchführen, denn das passende Werkzeug liefern wir Ihnen mit.

- **Praktische Wandhalterung**

Wenn die Pipette mal nicht genutzt wird, findet Sie Ihren Platz an der Wandhalterung, die selbstverständlich zum Lieferumfang gehört.



## EINKANALPIPETTEN

Um das jeweilige Volumen der Pipette auf einen Blick erkennbar zu machen, sind die Druckknöpfe mit einer Farbcodierung versehen.

MIT FARBCODE



Volumenbereich	Farbcodierung	Teilung	Prüfvolumina	Richtigkeit (±)	Variationskoeffizient (±)	Preis	Art. Nr.
0,1 – 2 µl	weiß	0,002 µl	Min. 0,2 µl	12 %	6 %	170,00 €	7 695 700
			1,0 µl	2,7 %	1,3 %		
			Max. 2,0 µl	1,5 %	0,7 %		
0,5 – 10 µl	weiß	0,02 µl	Min. 0,5 µl	4 %	2,8 %	170,00 €	7 695 701
			5,0 µl	1 %	0,6 %		
			Max. 10,0 µl	0,5 %	0,4 %		
2 – 20 µl	gelb	0,02 µl	Min. 2 µl	3 %	1,5 %	170,00 €	7 695 702
			10 µl	1 %	0,5 %		
			Max. 20 µl	0,8 %	0,3 %		
10 – 100 µl	gelb	0,2 µl	Min. 10 µl	1,6 %	0,8 %	170,00 €	7 695 703
			50 µl	0,8 %	0,24 %		
			Max. 100 µl	0,8 %	0,2 %		
20 – 200 µl	gelb	0,2 µl	Min. 20 µl	1,2 %	0,6 %	170,00 €	7 695 704
			100 µl	0,8 %	0,25 %		
			Max. 200 µl	0,6 %	0,2 %		
100 – 1.000 µl	blau	2,0 µl	Min. 100 µl	1,6 %	0,4 %	170,00 €	7 695 705
			500 µl	0,7 %	0,2 %		
			Max. 1.000 µl	0,6 %	0,15 %		
500 – 5.000 µl	weiß	10 µl	Min. 500 µl	1,2 %	0,5 %	170,00 €	7 695 706
			2.500 µl	0,6 %	0,2 %		
			Max. 5.000 µl	0,5 %	0,15 %		
1.000 – 10.000 µl	weiß	20 µl	Min. 1.000 µl	2,5 %	0,6 %	170,00 €	7 695 707
			5.000 µl	0,8 %	0,3 %		
			Max. 10.000 µl	0,5 %	0,2 %		

## EINKANALPIPETTEN IM STARTER SET

Mit unseren Starter Sets bieten wir Ihnen eine praktische, günstige und einheitliche Komplettlösung. Die Sets beinhalten je drei Pipetten und jeweils ein Rack zu jeder im Set enthaltenen Pipettengröße.

Produkt	Inhalt	Preis	Art. Nr.
LABSOLUTE® Starter Set 1	Pipette im Volumenbereich 0,1 – 2 µl Pipette im Volumenbereich 0,5 – 10 µl Pipette im Volumenbereich 10 – 100 µl	440,00 €	7 695 720
LABSOLUTE® Starter Set 2	Pipette im Volumenbereich 0,5 – 10 µl Pipette im Volumenbereich 10 – 100 µl Pipette im Volumenbereich 100 – 1.000 µl	440,00 €	7 695 721
LABSOLUTE® Starter Set 3	Pipette im Volumenbereich 2 – 20 µl Pipette im Volumenbereich 20 – 200 µl Pipette im Volumenbereich 100 – 1.000 µl	440,00 €	7 695 722

# MEHRKANALPIPETTEN



Das LABSOLUTE® Mikroliterpipetten Sortiment enthält sowohl Achtkanal- als auch Zwölfkanal-Pipetten mit verschiedenen Volumenbereichen.

## Benutzerfreundlichkeit:

- **Zweifache Volumeneinstellung**

Um das Volumen einzustellen, können Sie sowohl den Druckknopf drehen als auch das Daumenrad nutzen. Das macht die Einstellung für Sie besonders bequem.

- **Soft Spring System**

Leichtgängiges, weiches Pipettieren minimiert Ihren Kraftaufwand und bringt Entlastung für den Laboralltag.

- **Einfach abzulesendes Volumendisplay**

Das Display ist vertikal aufgebaut. Daher müssen Sie die Pipette nicht drehen, um das eingestellte Volumen abzulesen – ein zusätzlicher Komfort, der Ihnen das Arbeiten erleichtert.

- **Farbcodierung**

Damit Sie den Volumenbereich der Pipette direkt erkennen, sind die Druckknöpfe mit einer Farbcodierung versehen. Auf der folgenden Seite finden Sie die entsprechenden Zuordnungen.

- **Revolutionäres Federungssystem**

Die einzelnen Schäfte können separat zurückgleiten, sobald sie gegen eine Pipettenspitze gedrückt werden. Dadurch ist gewährleistet, dass jede Pipettenspitze fest und dicht aufgesteckt ist.

- **Innovativer Abwurfmechanismus**

Der Abwurf ist so designed, dass die Spitzen schrittweise abgeworfen werden. Dadurch reduziert sich der benötigte Kraftaufwand erheblich – eine spürbare Entlastung im täglichen Einsatz.

- **Individuelle 360°-Einstellung**

Die Pipettiereinheit ist rundum frei drehbar für eine optimale Haltung zum komfortablen Arbeiten.



## Qualität:

- **Komplett autoklavierbar**

Die Pipette muss nicht in Einzelteile zerlegt werden sondern ist komplett autoklavierbar in 20 Minuten bei 121° C.

- **UV-beständig**

Dadurch z.B. auch problemlos in Sterilbänken einsetzbar.

## Zubehör:

- **Kalibrierwerkzeug**

Die Rekalibrierung können Sie ganz einfach selbst durchführen, denn das passende Werkzeug liefern wir Ihnen gleich mit.

- **Praktische Wandhalterung**

Wenn die Pipette mal nicht genutzt wird, findet Sie Ihren Platz an der Wandhalterung, die selbstverständlich zum Lieferumfang gehört.



## MEHRKANALPIPETTEN

Wie bei den Einkanalpipetten helfen auch bei den Mehrkanalpipetten die Farbcodierungen im Druckknopf, die Volumengebiete auf einen Blick schnell und sicher zu erkennen.

### Achtkanal-Pipetten

Volumenbereich	Farbcodierung	Teilung	Prüfvolumina	Richtigkeit (±)	Variationskoeffizient (±)	Preis	Art. Nr.
5 – 50 µl	gelb	0,1 µl	Min. 5 µl	4 %	2,5 %	420,00 €	7 695 710
			25 µl	3 %	1,2 %		
			Max. 50 µl	1,6 %	0,6 %		
20 – 200 µl	gelb	0,2 µl	Min. 20 µl	3 %	1,5 %	420,00 €	7 695 711
			100 µl	1,5 %	0,8 %		
			Max. 200 µl	1 %	0,6 %		
50 – 300 µl	weiß	1,0 µl	Min. 50 µl	1,6 %	1,5 %	420,00 €	7 695 712
			150 µl	1,2 %	1,0 %		
			Max. 300 µl	1 %	0,6 %		

### Zwölfkanal-Pipetten

Volumenbereich	Farbcodierung	Teilung	Prüfvolumina	Richtigkeit (±)	Variationskoeffizient (±)	Preis	Art. Nr.
5 – 50 µl	gelb	0,1 µl	Min. 5 µl	4 %	2,5 %	460,00 €	7 695 713
			25 µl	3 %	1,2 %		
			Max. 50 µl	1,6 %	0,6 %		
20 – 200 µl	gelb	0,2 µl	Min. 20 µl	3 %	1,5 %	460,00 €	7 695 714
			100 µl	1,5 %	0,8 %		
			Max. 200 µl	1 %	0,6 %		
50 – 300 µl	weiß	1,0 µl	Min. 50 µl	1,6 %	1,5 %	460,00 €	7 695 715
			150 µl	1,2 %	1,0 %		
			Max. 300 µl	1 %	0,6 %		

## UNIVERSAL-PIPETTENKARUSSELL

Optimale Aufbewahrungsmöglichkeit für bis zu acht Pipetten

Nutzen Sie das LABSOLUTE® Pipettenkarussell, um Ihre Pipetten sicher aufzubewahren und gleichzeitig jederzeit bequem erreichen zu können. Größen- oder Modellunterschiede spielen bei diesem intelligenten Konzept keine Rolle:

Das praktische Karussell ermöglicht die komfortable Unterbringung von bis zu acht Ein- oder Mehrkanalpipetten.

Die leichtgängige 360°-Rotation und einfache Reinigungsmöglichkeit runden die hohe Benutzerfreundlichkeit dieses innovativen Laborhelfers ab.




Produkt	Preis	Art. Nr.
Universal-Pipettenkarussell	110,00 €	7 695 717



## **WIR FREUEN UNS AUF IHRE BESTELLUNG**

---

Techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Wir liefern  
ausschließlich zu unseren Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen, die wir Ihnen  
auf Anforderung gerne zur  
Verfügung stellen.



## Th. Geyer

### Deutschland

Tel.: 0800 4393784  
Fax: 0800 8443937  
sales@thgeyer.de

### Dänemark

Tel.: +45 4630 0030  
Fax: +45 4630 0069  
sales@thgeyer.dk

### Schweden

Tel.: +46 8 6030200  
Fax: +46 8 6030229  
sales@thgeyer.se

### Andere Länder

Tel.: +49 7159 1637-823  
Fax: +49 7159 18417  
sales@thgeyer.com

[www.thgeyer.de](http://www.thgeyer.de)

 **TH.GEYER**  
LÖSUNGEN FÜR IHRE IDEEN